


NMVS-portaalin käyttöohje: Organisaation toimipisteen IT-järjestelmän vaihto

1. Kun olet kirjautunut lääkevarmennusjärjestelmän käyttäjäportaaliin <https://portal-fi.nmvo.eu> pääset luomaan toimipisteen tekniset tunnistetiedot, jotka on asennettava toimipisteen omaan IT-järjestelmään, jotta rajapinta lääkevarmennusjärjestelmään saadaan aktivoitua. **Tämä ohje koskee tilanteita, jolloin toimipiste vaihtaa omaa IT-järjestelmää toisen palveluntarjoajan järjestelmään.**
2. Huom! Varmistathan, että FiMVOlle on lähetetty käyttölupahakemus, mikäli IT-järjestelmä vaihtuu, kts. hakemusohje ja tarkemmat ohjeet FiMVO:n verkkosivuilta: <https://www.laakevarmennus.fi/jarjestelman-kayttajan-sopimus-fimvon-kanssa-ja-muutosilmoitukset>.
3. Portaalin vasemman puolen valikosta valitaan osio 'Locations'.



Home

Medicines Verification Administration Portal

CHANGE YOUR PASSWORD

It's recommended that you change your password on a regular basis to ensure that your account remains secure.

New passwords must be 8 characters long with at least 1 character from the following types:

- Upper case characters
- Lower case characters
- Numbers
- Special Characters !\$%&+=@#.-_

HELP AND ADVICE

This section of the site contains useful information about how to use the system.


- User Management
- Endpoint Administration
- Reports

There are also details in this section about how can contact the Solidsoft Reply NMVO service Desk












4. Muokataksesi tietyn toimipisteen osalta IT-järjestelmää, klikkaa taulukossa kyseisen toimipisteen rivillä 'Actions'-sarakeessa olevaa Muokkaus-kuvaketta (kynän kuva).

Home > Locations

Medicines Verification Administration Portal



Locations



Location Name	Address	Status	Actions
Example Location to be Suspended by NMVO	ABC 123	Suspended by NMVO	 
Example Location to be Suspended by Org	NDS 120	Suspended	  
Test Location 1	Alencon Link, Basingstoke, RG21 7TN	Active	  
Test Location 2	Illiffe Close, Reading, RG1 2QE	Active	  

Add Location

5. Seuraavaksi on luotava varmennusjärjestelmän tekniset tunnistetiedot, jotka käyttäjän uuden IT-toimittajan on otettava käyttöön asiakasjärjestelmässä. Klikkaa 'Equipment List' -taulukon yläpuolella olevaa painiketta "Create" aloittaaksesi varmennusjärjestelmän teknisten tunnistetietojen luonnin ko. toimipisteelle.




- Equipment Id: Syötä toimipisteen uuden käyttöönotettavan IT-järjestelmän/apteekkijärjestelmän selkokieline nimi.
- Client Role: valitse pudotusvalikosta arvo 'Full Access'=> **HUOM! Tämä arvo täytyy aina valita, jotta varmennustoiminnot tulevat toimimaan, kts. alla oleva kuva. Järjestelmä ei anna luoda tunnistetietoja, kunnes arvo on valittu.**

- Klikkaa "Create" varmennusjärjestelmän teknisten tunnistetietojen luomiseksi ko. toimipisteelle, kun olet antanut molemmat tiedot.
- Asiakasjärjestelmän tunnistetiedot koostuvat teknisestä tunnuksesta ("Client Id") ja salasanasta ("Client Secret"). Nämä tunnistetiedot on otettava talteen ja toimitettava uudelle IT-toimittajalle sovitulla tavalla, esim. sähköpostilla, jotta lääkevarmennusjärjestelmän rajapinta voidaan ottaa käyttöön käyttäjän omassa IT-järjestelmässä. **Tärkeä huomautus: salasananäytetään varmennusjärjestelmän käyttäjäportaalissa vain KERRAN.** Suosittelemme, että tunnus ja salasana kopioidaan leikepöydälle tekstimuodossa kyseisten kenttien oikealla puolella olevasta toimintopainikkeesta 'Copy to clipboard' ja liitetään tekstimuodossa esimerkiksi

sähköpostiin, joka lähetetään IT-toimittajalle. Emme suosittele kuvaruutukaappauksen käyttöä mahdollisten kirjoitusvirheiden riskin vuoksi.



Primary Equipment Client Credentials

These Client Credentials will be shown one time on the screen! Please copy them to configure your client system!

Equipment Id	Apteekkijärjestelmän nimi
Client Id	6471c68e-9f10-4c63-b7de-d2b8b95d9ac9
Client Secret	17cbe69a-ff87-46ca-bb5e-811f27739dfa

Copy to clipboard

Close

Kun tunnistetiedot on kopioitu ja otettu talteen, sulje ikkuna klikkaamalla ”Close”.

HUOM! Tunnistetiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä saa jakaa kenenkään osapuolen kanssa, joka ei ole suoraan yhteydessä oman IT-järjestelmän kanssa. Mikäli salasana vahingossa häviää ennen tietojen toimitusta IT-toimittajalle tai epäilet sen joutuneen väärin käsiin, ole yhteydessä FiMVOon lisäneuvontaa varten: nmvs@fimvo.fi.

10. Kun uusi järjestelmä on otettu toimipisteessä käyttöön, FiMVO:n pääkäyttäjä lukitsee toimipisteen vanhaan järjestelmään liittyvät lääkevarmennusjärjestelmän tunnistetiedot. Kun tämä toiminto on tehty, ei lääkevarmennustoimintoja voi enää suorittaa vanhalla IT-järjestelmällä.

Mikäli tarvitset tukea, voit olla yhteydessä FiMVOon (nmvs@fimvo.fi).